

VetBP DOPPLER

3 499,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-UI-SON-DOPP

VetBP DOPPLER ultradźwiękowy detektor przepływu i ciśnieniomierz z zestawem mankietów i manometrem



Opis produktu:

VetBP DOPPLER ultradźwiękowy detektor przepływu i ciśnieniomierz z zestawem mankietów

Wysoka jakość i czułość prostego urządzenia dopplerowskiego oraz specjalnie dostosowana konstrukcja sondy ultradźwiękowej pozwoliły na zastosowanie detektora przepływu przy pomiarze ciśnienia u małych zwierząt (szczególnie kotów) dla których inne metody są trudne. Badanie takie wymaga precyzyjnego ciśnieniomierza oraz mankietów starannie dobranych do średnicy kończyny lub ogona. Po przyłożeniu głowicy dopplerowskiej i wysłuchaniu wyraźnego sygnału przepływu. Zwiększamy ciśnienie do około 20 mmHg ponad ciśnienie powodujące zaniknięcie sygnału dopplerowskiego. Bardzo powoli obniżamy ciśnienie aż do ponownego pojawienia się pierwszego sygnału dopplerowskiego. Tak rejestrowane jest ciśnienie skurczowe.

- Ciśnienie tętnicze może być ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia zwierzęcia
- Nadciśnienie tętnicze jest trudno rozpoznawalne z powodu słabych objawów na początku jego rozwoju

Sonda płaska ufiksowana nad naczyniem krwionośnym (na łapie lub ogonie) w sposób zapewniający odstuch sygnału dopplerowskiego umożliwi także monitorowanie akcji serca zwierzęcia podczas zabiegów. W medycynie weterynaryjnej nadciśnienie tętnicze jest chorobą w znacznym stopniu nie wykrywaną. Występuje ona szczególnie u zwierząt starych, przede wszystkim u kotów, ale wiele jest jej objawów występuje również u psów. U każdego chorego starszego zwierzęcia powinien być wykonywany regularnie pomiar ciśnienia tętniczego (aby wykluczyć nadciśnienie). Wg badań 30% kotów cierpiących na chroniczną niewydolność nerek występuje również nadciśnienie tętnicze. Odpowiada ono za poważne zaburzenia mózgowe, wzrokowe, nerkowe.

Sonda przezprzełykowa do monitorowania zwierząt znieczulonych

Umieszczając i nakierowując sondę (podłączoną do kieszonkowego detektora tego samego stosowanego przy pomiarach ciśnienia) uzyskujemy wyraźny odstuch czynności serca, który wykorzystujemy do monitorowania podczas zabiegu. (Jako OPCJA DODATKOWA)

Co wyróżnia VetBP DOPPLER

- Wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego
- Monitorowanie akcji serca u znieczulonych zwierząt
- Kieszonkowy aparat o wysokiej czułości i jakości dźwięku
- Bardzo prosta obsługa

- Zasilanie akumulatorowe z automatyka
- Wbudowany głośnik z możliwością odłączenia przez słuchawki
- Oferowany w komplecie z ładowarką, słuchawkami, żelem USG, z ciśnieniomierzem ze spustem pistoletowym i mankietami. Całość w wygodnej walizeczce

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Częstotliwość ultradźwiękowa 8 MHz Moc prom. ultradźwięków 1 MPa, 20 mW/ cm², 100 mW/ cm² Zasilanie akumulatorowe 3,6 V, 1500 mAh

Moc akustyczna (na głośniku)

200 mW (sin)

Wymiary

17 x 7,5 x 2,5 cm

Waga

280 g

Gwarancja

2 lata

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- płaską sondę 8 MHz
- ładowarkę akumulatora
- żel USG
- walizeczka oraz słuchawki
- zestaw mankietów (od 1 do 5)

Rozmiary mankietów

- Mankiet nr 1 - 2.5cm - obwód kończyny 3.5-5.7 cm
- Mankiet nr 2 - 3.0cm - obwód kończyny 4-8 cm
- Mankiet nr 3 - 4.0cm - obwód kończyny 4.3-8 cm
- Mankiet nr 4 - 5.0cm - obwód kończyny 7-13 cm
- Mankiet nr 5 - 6.0cm - obwód kończyny 8-14 cm

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Sonomed Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne

Adres: ul. Harfowa 1A/1B, 02-389 Warszawa, Polska

Email: biuro@sonomed.com.pl

Telefon: +48 22 654 15 06

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

