

5 maseczek  
w prezencie

przy zamówieniu od 200 zł

Opaska do elektrod 60x10 cm

Pas rzepowy 60x10 cm

Oferta z dnia: 2020-06-06



## Promocja COVID-19

### Przeczytaj regulamin promocji

**Warunki uczestnictwa w promocji:** Promocja polega na możliwości otrzymania od Organizatora bezpłatnie w celach reklamy 5 szt. maseczek ochronnych. Wartość rynkowa 5 szt. maseczek to 50 zł brutto. Bezpłatne maseczki można otrzymać po złożeniu zamówienia na min. 200 zł brutto.

## Opaska do elektrod, opaska rzepowa

**Opaski rzepowe** wykorzystywane są do mocowania elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji na ciele pacjenta.

Nierozciągnięty pas ma długość 60 cm i szerokość 10 cm, a jego elastyczny materiał pozwala na rozciągnięcie w zakresie użytecznym w fizykoterapii do około 70 cm.

**Opaski rzepowe** do elektrod można ze sobą łączyć. Dzięki temu możemy uzyskiwać dowolną długość pasa. Wygoda użycia pasa wynika z zastosowania taśm z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego oraz gęstego materiału tekstylnego z pętlikowatymi włosiem.

Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwa te elementy.



Aby zapewnić przydatność do użycia **opaski do elektrod**, należy płukać je w czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu oraz dezynfekować 70% roztworem spirytusu lub stosować gotowe środki do szybkiej dezynfekcji stanowiące mieszaninę alkoholu etylowego i izopropylowego.

W związku z tym, że **opaską rzepową** mocujemy elektrody umieszczone w zwilżonych podkładach wiskozowych, często zdarza się, że opaska po zabiegu jest wilgotna. Zalecane jest jej wysuszenie przed następnym użyciem. Nie należy stosować akcesoriów w

