

INSTRUKCJA OBSŁUGI BASEN REHABILITACYJNY

SN numer seryjny	 Wytwórca	 Zapoznać się z instrukcją obsługi
MD wyrób medyczny	 Rok produkcji	 Zgodne z dyrektywami UE

1. Budowa i zastosowanie

Basen rehabilitacyjny wykonany jest z twardej pianki poliuretanowej i wypełniony piłeczkami z tworzywa sztucznego. Standardowa grubość ścianki basenu wynosi 30 cm.

Przeznaczony jest do prowadzenia aktywnej rehabilitacji w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających.

Wskazania:

- mózgowe porażenie dziecięce,
- nadpobudliwość,
- niepełnosprawność umysłowa,
- SM

Przeciwwskazania:

- złamania kończyn
- łamliwość kości

Basen może być wykorzystywany w gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach zdrowia, w domu u pacjenta.

2. Wymiary basenu: (szer. x dł. x wys.)

- 250x250x60cm
- 200x200x60cm
- 200x150x60cm
- 200x100x60cm
- 200x200x50cm
- 250x250x50cm
- 200x200x30cm

3. Konserwacja

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton, gdyż mogą trwale uszkodzić lub odbarwić tapicerkę. Kształtki mogą być dezynfekowane środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania. Wykaz przykładowych środków dezynfekujących: „Bechtozoid” spray, „Surfasept” producent Iodex S.A. Polska, „Chlorizol” producent Septoma Polska, „Perform” proszek w saszetkach do rozcieńczania według instrukcji, „Mikrozid” spray.

4. Zalecenia

Użytkować wyrób zgodnie z instrukcją obsługi, Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać

5. Wyposażenie dodatkowe

- Schody z pochylnią
- Piłeczki do basenu
- Mostek, półwałek 100x60x60 cm



KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w wypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską, obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
11. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI BASEN REHABILITACYJNY model: BR-1



Wytwórca:
KINESIS Sp. z o.o.
ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45



Wydanie 01/2023 z dnia 26.01.2023