

CS35

aplikator szpulowy pola magnetycznego



MAGNETOTERAPIA

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- wbudowana poduszka w miejscu aplikacji



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry magnetoterapii

- | | |
|--|-------|
| • maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | 10 mT |
| • maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora | 12 mT |
| • maksymalna wartość zmiany indukcji | 24 mT |

Parametry ogólne

- | | |
|---|------------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | 44,1 x 32,2 x 45,7 cm |
| • masa | 15 kg (Al)/ 22 kg (Cu) |