



1114T

9 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00021

Wirówka kończyn górnych 1114T przeznaczona jest do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.

Opis produktu:

- Masaż w **wirówce do kończyn górnych 1114T** prowadzony jest za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny.
- Intensywność masażu wirowego regulowana jest zaworem ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz poprzez regulację stopnia napowietrzenia wody.
- Dzięki niewielkim gabarytom i pojemności jest to doskonała od strony użytkowej i ekonomicznej wirówka do kończyn górnych.
- W wyposażeniu **wanny do masażu wirowego** znajduje się krzesło niskie dla pacjenta oraz środek do czyszczenia (Krystalin).

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 20

Ilość dysz: 4

Długość (mm): 770

Szerokość (mm): 790

Wysokość (mm): 930

Specyfikacja techniczna

pojemność całkowita 30 l pojemność robocza 20 l wymiary wewnętrzne wysokość 210 mm szerokość 560 mm długość 280 mm wymiary zewnętrzne wysokość 930 mm szerokość 790 mm długość 770 mm liczba dysz-otworów 4 zasilanie 230 V/ 50 Hz pobór mocy 0,75 kW

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- Półautomatyczny spust wody z misy

- 4 dysze do masażu podwodnego
- Pysznic ręczny
- Bierny masaż perełkowy
- Krzesło do wirówek BETA

Wyposażenie opcjonalne

- System dezynfekcji chemicznej
- Temomieszalnik

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych 1114 **model T** to wersja podstawowa.
- Istnieje możliwość zamówienia wirówki w jednym lub dwóch kolorach. Przy zamówieniu prosimy podawać kolor wewnętrzny (misa) i zewnętrzny (obudowa) wanny.
- Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia urządzenia w dowolnym kolorze z palety RAL. Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym danego urządzenia.

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

