



1114E

14 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00012

Wirówka kończyn górnych 1114E - urządzenie przeznaczone jest do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.

## Opis produktu:

- Masaż w **wirówce do kończyn górnych 1114E** prowadzony jest za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny.
- Intensywność masażu wirowego regulowana jest zaworem ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz poprzez regulację stopnia napowietrzenia wody.
- Dzięki niewielkim gabarytom i pojemności jest to doskonałe od strony użytkowej i ekonomicznej urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych.
- W wyposażeniu wanny do masażu wirowego znajduje się krzesło niskie dla pacjenta oraz środek do czyszczenia (Krystalin).

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 20

Ilość dysz: 4

Długość (mm): 770

Szerokość (mm): 790

Wysokość (mm): 930

## Specyfikacja techniczna

pojemność całkowita 30 l pojemność robocza 20 l wymiary wewnętrzne wysokość 210 mm szerokość 560 mm długość 280 mm wymiary zewnętrzne wysokość 930 mm szerokość 790 mm długość 770 mm liczba dysz-otworów 4 zasilanie 230 V/ 50 Hz pobór mocy 0,75 kW

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

- Półautomatyczny spust wody z misy

- 4 dysze do masażu podwodnego
- Pysznic ręczny
- Bierny masaż perełkowy
- Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- Dotykowy panel sterowania
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Krzesło do wirówek BETA

### Wyposażenie opcjonalne

---

- System dezynfekcji chemicznej
- Temomieszalnik

### Informacje dodatkowe

- Wirówka do kończyn górnych 1114 model E to wersja ze sterowaniem elektrycznym.
- Istnieje możliwość zamówienia wirówki w jednym lub dwóch kolorach. Przy zamówieniu prosimy podawać kolor wewnętrzny (misa) i zewnętrzny (obudowa) wanny.
- Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia urządzenia w dowolnym kolorze z palety RAL.
- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym danego urządzenia.

### Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

### Widok 360

### GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: [biuro@technomex.pl](mailto:biuro@technomex.pl)

Telefon: +48 32 401 0350

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

