

**1117E**

17 550,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-THX-WKD1117E

Wanna 1117E (wersja ze sterowaniem elektronicznym) do masażu wirowego kończyn dolnych i do masażu wirowego kończyn górnych.

Opis produktu:

Wirówka kończyn dolnych 1117E

- Masaż może być prowadzony w dwojaki sposób: za pomocą pojedynczej dyszy umieszczonej na kolumnie lub za pomocą systemu 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny.
- Intensywność masażu wirowego regulowana jest zaworem ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz poprzez regulację stopnia napowietrzenia wody.
- W wyposażeniu znajduje się krzesło dla pacjenta.
- Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełniania (połowa/cała wanna) istnieje możliwość ograniczenia zużycia wody.

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 135

Ilość dysz: 5

Długość (mm): 1080

Szerokość (mm): 580

Wysokość (mm): 780

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność całkowita 200 l pojemność robocza 75 - 135 l wymiary wewnętrzne wysokość 670 mm szerokość 500 mm długość 650 mm wymiary zewnętrzne wysokość 780 mm szerokość 580 mm wysokość 1080 mm liczba dysz-otworów 4 + jedna dysza na kolumnie zasilanie 230 V/ 50 Hz pobór mocy 0,75 kW

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- prysznic ręczny
- 4 dysze do hydromasażu z regulacją kierunku
- Półautomatyczny spust wody
- Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- Dotykowy panel sterowania
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Krzesło do wirówek BETA

Wyposażenie opcjonalne

- Bierny masaż perełkowy
- System dezynfekcji chemicznej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

Galeria produktów:

