

## T- MP UWM AUTOMAT

49 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00034



Wanna do masażu podwodnego T-UWM przeznaczona do prowadzenia zabiegu masażu podwodnego za pomocą węża z wymiennymi końcówkami.

### Opis produktu:

#### Wanna do masażu podwodnego T-UWM AUTOMAT

Wanna przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegu automatycznego masażu podwodnego, nie wymaga on stałej obecności terapeuty przy urządzeniu. Masaż wykonywany jest za pomocą systemu 28 dysz podzielonych na 5 sekcji. Dzięki zastosowaniu elektronicznego panelu sterowania, masaż prowadzony może być w określonym kierunku – poszczególne sekcje mogą być programowane niezależnie.

#### Właściwości wanny T-UWM AUTOMAT

- programowalny automatyczny masaż podwodny w 5 sekcjach (28 dysz),
- prysznic ręczny,
- pojemność całkowita 250 litrów (użytkowa 190 litrów),
- anatomicznie wyprofilowana misa wanny,
- automatyczny system napełniania,
- pompa wysokiej jakości zapewniająca odpowiednio duże ciśnienie wody w trakcie zabiegu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

pojemność całkowita 250 l pojemność zabiegowa 190 l wymiary (dł. x szer. x wys.) 2100 x 850x 910 mm

### Wyposażenie

#### Wyposażenie standardowe

- System automatycznego masażu podwodnego – 28 dysz w 5 sekcjach (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)

- System kąpieli perełkowej – 11 x 5 dysz
- Pysznic ręczny
- Dotykowy panel sterowania
- Automatyczny system napełniania
- Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody
- Automatyczny spust wody z wanny
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

---

### Wyposażenie opcjonalne

- System dezynfekcji chemicznej
- System chromoterapii
- System podtrzymywania temperatury wody /ogrzewania

### Informacje dodatkowe

Hydroterapia - informacje ogólne

### Widok 360

### GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: [biuro@technomex.pl](mailto:biuro@technomex.pl)

Telefon: +48 32 401 0350

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

