

AQUAPOMPA

4 450,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-UH-KNB-ZOW

Urządzenie do masażu suchego z zamkniętym obiegiem wody dostosowane do współpracy z urządzeniem Aquavibron.



Opis produktu:

AQUAPOMPA do urządzenia Aquavibron

- Aquapompa to urządzenie, które umożliwia wykonanie suchego masażu leczniczego. Ciśnienie wody przepływającej przez membranę wprawia końcówkę do masażu w drgania co powoduje że przeprowadzany masaż jest przyjemny i delikatny. Regularne stosowanie suchego masażu wodnego za pomocą zamkniętego obiegu wody poprawia kondycję mięśni i stawów, stosowany jest również w leczeniu schorzeń reumatologicznych. Zamknięty obieg wody do suchego masażu może być używany zarówno w szpitalach, sanatoriach czy w komercyjnych prywatnych gabinetach.
- **Aquapompa** pozwala na ekonomiczną pracę. Dlaczego? Urządzenie napełnia się wodą tylko jeden raz, ponieważ wykorzystuje zamknięty obieg wody. Zamknięty Obieg Wody- **Aquapompa** jest urządzeniem w stu procentach dopasowane do urządzenia Aquavibron. Połączenie zamkniętego obiegu wody z Aquavibronem nie wpływa na jakość czy utratę cech urządzenia do masażu. Urządzenie **Aquapompa** posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem, wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-prądowy. Zamknięty obieg wody nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej. Urządzenie nie generuje dodatkowych ścieków zatem jest urządzeniem ekologicznym sprzyjającym środowisku.
- **Aquapompa** jest urządzeniem intuicyjnym i łatwym w obsłudze. Dzięki swym niewielkim rozmiarom i zamontowanym 4 kółkom transportowym z hamulcem jest aparatem mobilnym. Hydromasaż, suchy masaż do masażu wykorzystuje ciśnienie wody. Suchy masaż wodny podobnie jak wodne masaże tradycyjne przynosi wiele korzyści. Do suchego masażu wodnego pacjent nie jest zanurzany w wodzie co niewątpliwie w nie jednym przypadku jest zaletą.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność robocza zbiornika 10 l pobór mocy max. 1,1 kW zasilanie 230 V/ 50 Hz masa 50 kg szerokość 55,5 cm głębokość 45,5 cm wysokość 96,5 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

