

Elastyczny pas rzepowy (100x10cm)

30,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AE-SPM-PR100X10



Pas rzepowy **100x10cm** do mocowania elektrod silikonowo-węglowych do fizykoterapii

Opis produktu:

Pas rzepowy, pasy rzepowe

Pas rzepowy używany jest do przymocowywania elektrod do elektroterapii na ciele pacjenta.

Widoczny **pas rzepowy** ma długość 1 m i szerokość 10 cm.

Długość pasa nierozciągniętego wynosi 1m, pas rozciągnięty w zakresie użytecznym w fizjoterapii ma około 1,1m.

Z racji tego, że **pasy rzepowe** można ze sobą łączyć, możemy uzyskiwać dowolną długość pasa.

Powodem, że dwie warstwy pasa się ze sobą szczepiają jest zastosowanie taśmy z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego z jednej strony, a gęstego włosia, złożonego z pętelek, z drugiej. Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwa te elementy.

Pas rzepowy posiada stawkę preferencyjną VAT wynoszącą 8%, ponieważ wyrób ten jest zarejestrowany w URPL, jako produkt do zastosowań medycznych.

Pasy rzepowe po użyciu należy powiesić w przewiewnym miejscu aby wyschły.

W związku z tym, że pasem rzepowym mocujemy elektrody w zwilżonych podkładach wiskozowych, często zdarza się, że pas po zabiegu jest wilgotny.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Spes Medica s.r.l.

Adres: Via Buccari 21, 16153 Genova, Włochy

Email: info@spesmedica.com

Telefon: +39 010 390343

Informacje o bezpieczeństwie: brak

Galeria produktów:

