

## ORIONMED

44 998,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00029



Wielofunkcyjna wanna z hydromasażem automatycznym Orionmed umożliwiająca trzy różne zabiegi hydroterapii: masaż wirowy, podwodny oraz masaż perełkowy.

### Opis produktu:

Wanna umożliwia wykonanie trzech różnych zabiegów z zakresu hydroterapii:

- masażu wirowego za pomocą systemu 26 dysz wodnych, podzielonych na 3 strefy (I strefa – stopy, łydki; II strefa – uda; III strefa – plecy)
- masażu podwodnego za pomocą bicia wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody (opcja)
- masażu perełkowego opartego na systemie otworów w dnie wanny, poprzez które wdmuchiwane jest powietrze

### Kolor niecki wielofunkcyjnej wanny z hydromasażem ORIONMED:

- biały
- zielony Calypso

### Cechy charakterystyczne wanny z hydromasażem ORIONMED:

- wykonanie z wysokiej jakości akrylu, wzmocnionego laminatem poliestrowym
- ekonomiczne zużycie wody (min. 160 l, max. 280 l)
- 26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10+8+8 dysz)
- 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- pompa powietrzna z ozonatorem
- automatyczne napełnianie
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system dezynfekcji i odkamieniania
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- nowoczesny kolorowy dotykowy panel sterowania
- 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu)
- automatyczne utrzymywanie temperatury (grzałka)
- prysznic ciepły i zimny
- wanna wyposażona w armaturę marki GROHE
- zagłówek
- stopnie do wanny

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 160  
Długość (mm): 2160  
Szerokość (mm): 870  
Wysokość (mm): 1080

## Specyfikacja techniczna

pojemność zabiegowa min. 160 l pojemność do przelewu 280 l czas napełniania/spustu ok. 4 minut pobór mocy 5,7 kW ciśnienie bicia 0 - 4 barów zasilanie 230 V/ 50 Hz wymiary (dł. x szer. x wys.) 2160 mm x 870 mm x 1080 mm masa 180 kg bezpieczeństwo elektr. klasa I, typ B

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

Hydroterapia - informacje ogólne

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 40

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

