

## AQUAMEDEN

31 197,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UH-MEI-AQMMP

Wanna umożliwia wykonywanie dwóch różnych zabiegów z zakresu hydroterapii: masaż podwodny za pomocą bicza wodnego i hydromasaż za pomocą dysz wodnych.

### Opis produktu:

#### Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego AQUAMEDEN

- bicz wodny do masażu podwodnego (standard)
- wymienne końcówki bicza wodnego (opcja)
- wskaźnik ciśnienia wody w węży bicza wodnego
- 8 dysz bocznych do hydromasażu i 3 dysze na plecy
- 2 sposoby regulacji natężenia hydromasażu: za pomocą pokrętła napowietrzającego lub zaworu dysz bocznych
- wbudowana pompa wodna o wydajności do 80 l/min. przy ciśnieniu 5 bar
- zabezpieczenie przed pracą pompy "na sucho"
- zasilanie wodą ciepłą i zimną z sieci wodociągowej
- instalacja wodna (z wyjątkiem złączy i zaworów) wykonana z rurki miedzianej oraz PCV
- dezynfekcja systemu wodnego wanny
- poręcze pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu
- dodatkowe 2 uchwyty dla pacjenta
- niecka ukształtowana w sposób ułatwiający zajęcie przez pacjenta pozycji w wannie

#### Wanna umożliwia wykonywanie dwóch różnych zabiegów z zakresu hydroterapii:

- masażu podwodnego za pomocą bicza wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody
- hydromasażu za pomocą dysz wodnych z regulacją natężenia za pomocą pokrętła napowietrzającego lub zaworu dysz

### Cechy produktu:

Pojemność (l.): 250  
Długość (mm): 2350  
Szerokość (mm): 1000  
Wysokość (mm): 960

### Specyfikacja techniczna

**Parametry techniczne:**

pojemność zabiegowa min. 250 l pojemność do przelewu 550 l czas napełnienia/spustu ok. 6,0/4,5 minut pobór mocy max. 2,4 kW ciśnienie bicza 0 – 4,5 bara zasilanie 230 V/ 50 Hz wymiary

- długość

2350 mm

- szerokość

1000 mm

- wysokość

960 mm masa 190 kg bezpieczeństwo elektr. klasa I, typ B

## Wyposażenie

**Wyposażenie standardowe:**

---

- korpus z pulpitem wykonany z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego laminatem poliestrowym, osadzony na 4 nóżkach o regulowanej wysokości z gumowymi nasadkami ochronnymi
- czterostronną obudowę

**Wyposażenie opcjonalne:**

- **JETS 11:** 11 dysz do hydromasażu automatycznego (2 x 4 boczne + 3 na plecy)
- **CHROMO 2R:** chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R:** chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12:** chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** głośniki o wysokiej jakości dźwięku, zainstalowane pod obudowę urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany jest dowolny odtwarzacz cd/ mp3/ wma wyposażony w wyjście słuchawkowe MINI JACK. Sterowanie odbywa się z poziomu panelu lub pilota wchodzącego w skład odtwarzacza
- **AROMA:** zbiornik na jeden zapach, zapach dozowany podczas zabiegu za pomocą jednego przycisku

## Informacje dodatkowe

**Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:**

---

- Hydroterapia - informacje ogólne

## Widok 360

## Galeria produktów:

