

## SP-1/R

3 967,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do pionizacji SP-1/R przeznaczony do stopniowego przemieszczania pacjentów długo leżących do pozycji pionowej. Stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru.



## Opis produktu:

### Stół do pionizacji SP-1/R

- **Stół rehabilitacyjny do pionizacji SP-1/R** stosowany jest w szpitalach na oddziałach chirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych i kardiologicznych ale także w domu pacjenta. Pozwala na bezpieczną stabilizację i pionizację pacjenta dzięki trwałej konstrukcji.
- **Stół SP-1/R** o stałej wysokości wyposażony jest w jednolite leżysko z podestem (podnóżkiem) pod stopy pacjenta, zabezpieczając cały zabieg pionizacji oraz w 3 pasy stabilizujące (na klatkę piersiową, biodra, nogi).
- Dodatkowo podnóżek może być drewniany w formie regulowanych sandałów. Ponadto na szynach zamontowane są drewniane uchwyty, dzięki którym pacjent ma dodatkowe zabezpieczenia.
- W tym modelu pionizacja pacjenta odbywa się manualnie przy pomocy mechanicznego podnośnika śrubowego. Stół posiada 4 koła jezdne z hamulcem, które pozwalają na swobodne i bezpieczne przemieszczanie z miejsca na miejsce.
- Dodatkowe atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia.
- Istnieje opcja dostosowania długości stołu do wysokości pacjenta na indywidualne zamówienie.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

wysokość leżyska 72 cm zmiana pochylecia kąta leżyska ręcznie poprzez pokręcanie korbą podnośnika śrubowego

długość

195 cm

regulacja kąta nachylecia leżyska

od 0° do 90°

waga

70 kg

maksymalne obciążenie

200 kg szerokość tapicerki 60 cm

szerokość konstrukcji

75 cm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- 3 płócienne pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra, nogi)
- na szynach zamontowane są drewniane uchwyty
- 4 skrętne kółka z hamulcem

### Wyposażenie opcjonalne

---

- Stabilizacja głowy / bioder / kończyn dolnych
- Stolik do ćwiczeń manualnych - drewniany
- Podest z sandałami stabilizującym

## Informacje dodatkowe

- Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe)
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

### Galeria produktów:



