

## SM-2

4 406,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Podstawowy model z serii stołów SM-2 jednak na tyle mocno zaawansowany by sprostać wymaganiom. Stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru i dodatkowego wyposażenia.



## Opis produktu:

### Stół do masażu 7 segmentowy SM-2 z ręczną zmianą wysokości leżyska

**Stół do masażu** 7 segmentowy **SM-2** z ręczną zmianą wysokości leżyska znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu i rehabilitacji. Jest to produkt wysokojakościowy, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego, a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stół wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że masażysta ogranicza do minimum potrzebę korzystania z kształtek do masażu.

**Stół do masażu** pozwala na techniki mobilizacyjne i precyzyjne wykonanie ćwiczeń, dzięki płynnej regulacji. Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu występuje regulacja ręczna (podnośnik śrubowy). Kąt pochylenia zagłówka i części tylnej regulowany za pomocą sprężyn gazowych. Regulacja części lędźwiowej (na wysokość 9 cm) poprzez pokręcenie korbką znajdującą się pod leżyskiem, co daje efekt podobny do zastosowania półwałka lędźwiowego.

Jest to podstawowy model z serii stołów SM-2 jednak na tyle mocno zaawansowany by sprostać każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia.

- Lekka, choć stosunkowo stabilna konstrukcja, leżysko siedmiosegmentowe.
- Regulacja wysokości przy pomocy ręcznego podnośnika śrubowego.
- Kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska (podnóżka) regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
- Podnośnik lędźwiowy regulowany jest ręcznie poprzez pokręcenie korbki pod leżyskiem.
- Stół może być wyposażony w leżysko łamane.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - OPCJA - na zamówienie).
- Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi.
- Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i kółka.
- Tapicerka może być wykonana bez otworu na twarz - bez dodatkowych opłat, lub za dopłatą dołączona zostanie zatyczka do tego otworu.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna  
Ilość sekcji: 7

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

wymiary leżyska 1950 x 680 mm wysokość stołu 450 - 950 mm regulacja zagłówek od -60° do +35° regulacja podnóżka od 0° do +40° regulacja części środkowej od 90 mm masa 55 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- komplet kształtek
- układ jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówek

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

## Galeria produktów:



