

Roma B/O

1 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Jednosegmentowa leżanka drewniana ROMA jest produktem idealnym dla gabinetów kosmetycznych, salonów SPA & Wellness



Opis produktu:

Leżanka drewniana Roma B/O

Jednosegmentowa leżanka drewniana ROMA jest produktem idealnym dla gabinetów kosmetycznych, salonów SPA & Wellness.

- Leżanka wykonana została z drewna bukowego.
- Wysokość leżanki regulowana jest skokowo za pomocą drewnianych gałek.
- Pod leżyskiem znajduje się funkcjonalna półka, która może być wykorzystana do przechowywania kosmetyków i przyborów niezbędnych dla masażysty bądź fizjoterapeuty.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Długość: 180 cm Szerokość: 65 cm Wysokość regulowana skokowo: 57-77 cm Regulacja kąta łamania leżyska - Waga: 25 kg Maksymalne obciążenie: 200 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

- Leżanka Roma występuje w modelach o różnej ilości segmentów, 1, 2 oraz 3.
- Przy każdej leżance klient ma możliwość wybranie preferowanego koloru. Istnieją natomiast dwa rodzaje materiałów, Medi oraz V-line. Do leżanek ROMA poleca się kolorystykę V za względów wytrzymałościowych, ponieważ cechuje się większą odpornością na ścieranie.
- Kolory tapicerek, jak i drewna mogą odbiegać od stanu rzeczywistego, ze względu na różnicę w ustawieniach monitorów.

Widok 360

Galeria produktów:

