

Roma-3B/O

2 490,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Trzysegmentowa leżanka drewniana ROMA-3 jest produktem idealnym dla gabinetów kosmetycznych, salonów SPA & Wellness



Opis produktu:

Leżanka drewniana Roma-3B/O

Trzysegmentowa leżanka drewniana ROMA-3 jest produktem idealnym dla gabinetów kosmetycznych, salonów SPA & Wellness. Leżanka wykonana została z drewna bukowego. Wysokość leżanki regulowana jest skokowo za pomocą drewnianych gałek. Pod leżyskiem znajduje się funkcjonalna półka, która może być wykorzystana do przechowywania kosmetyków i przyborów niezbędnych dla masażysty bądź fizjoterapeuty.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Ilość segmentów 3 Długość 189 cm Szerokość 67 cm Wysokość regulowana skokowo 63 - 73 cm Regulowany zagłówek skokowo w zakresie 0°/ +50° Regulacja kąta łamania leżyska 0°/ +25° Waga 34 kg Maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

- Leżanka Roma występuje w modelach o różnej ilości segmentów, 1, 2 oraz 3.
- Przy każdej leżance klient ma możliwość wybranie preferowanego koloru. Istnieją natomiast dwa rodzaje materiałów, Medi oraz V-line. Do leżanek ROMA poleca się kolorystykę V za względów wytrzymałościowych, ponieważ cechuje się większą odpornością na ścieranie.
- Kolory tapicerek, jak i drewna mogą odbiegać od stanu rzeczywistego, ze względu na różnicę w ustawieniach monitorów.

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

