

SR-Z

829,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Lekki stół z przeznaczeniem do gabinetów lekarskich, zabiegowych szpitali oraz klinik zdrowia. Stabilna konstrukcja, solidny blat, możliwość wyboru koloru, udźwig do 200 kg.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem SR-Z (kozetka lekarska)

Stół rehabilitacyjny SR-Z to kozetka lekarska, która znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, szpitalach oraz klinikach zdrowia. Jego konstrukcja zapewnia wygodę pacjentowi i komfort pracy lekarzowi. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Wysokoodporna tapicerka jest winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.

Stół wyposażony jest w dwusekcyjne leżysko o stałej wysokości od 52 lub 62 cm. Regulacji ręcznej podlega zagłówek przy pomocy niklowanego pręta z zapadką, co pozwala na dopasowanie zastosowania do potrzeb pacjenta i jego ułożenie w pozycji leżącej, jak i półleżącej. Stół ma zgrabną i lekką konstrukcję dzięki czemu zmieści się nawet w małym gabinecie (długość 185 cm). Nie powinien być jednak stosowany w kinezyterapii i fizykoterapii, gdzie potrzeba bardziej zaawansowanego produktu.

Dodatkowe atuty to stabilna konstrukcja, solidny blat, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia, udźwig do 200 kg. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

- Lekki stół z przeznaczeniem do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
- Dwusegmentowa tapicerka zamocowana na bardzo lekkiej konstrukcji (o wysokości 52 lub 62 cm) z profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Regulacja kąta pochylenia zagłówka za pomocą niklowanego pręta z zapadką.
- Z uwagi na małe wymiary tapicerki stół ten nie powinien być stosowany w kinezyterapii i fizykoterapii.
- Tapicerka może być wykonana bez otworów na twarz i pasy stabilizacyjne - bez dodatkowych opłat.
- Do wyboru kolor tapicerki.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 55 cm długość 185 cm wysokość regulowana ręcznie 52 - 62 cm waga 22 kg maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- zatyczka zagłówek

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- Kozetki wykonywane są bez otworu na twarz. Na prośbę klienta jest możliwość wykonania otworu bez dodatkowej opłaty

Widok 360

Galeria produktów:



