

TERAPEUTA M-S2.F4

7 219,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny Terapeuta M-S2.F4 jest przeznaczony do indywidualnej terapii z pacjentem. Wykorzystywany również do ćwiczeń w kabinie UGUL.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny M-S2.F4

Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu**, który został doceniony przez terapeutów na całym świecie. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponował się z wnętrzem gabinetu. **Stół do masażu i rehabilitacji** - dwusekcyjny (**Terapeuta M-S2.F4**) stół z elektrycznie regulowaną wysokością i położeniem elementów ruchomych. Używany do prowadzenia zabiegów masażu klasycznego bądź rehabilitacji - stół jest przystosowany do zabiegów z wykorzystaniem akcesoriów, pasów stabilizujących, a także użycia cieczy.

Elegancki i nowoczesny design podnosi prestiż gabinetu, stół jest bardzo stabilny i wytrzymały, dzięki czemu praca na nim jest czystą przyjemnością. Cechy charakterystyczne:

- stół o solidnej konstrukcji,
- do regulacji wysokości służy ramowy przełącznik dostępny z każdej strony stołu,
- stopień nachylenia ruchomych części jest regulowany przez system gazowych sprężyn,
- w zagłówniku wyprofilowany otwór na nos i brodę pacjenta, z zaślepką otworu,
- uchwyty do przypięcia pasa, stół jest wyposażony w cztery stabilne stopki i cztery kółka,
- bogaty wybór akcesoriów,
- tapicerka z atestowanych materiałów, odporna na płyny i uszkodzenia, dostępna w kilku opcjach kolorystycznych,
- stół o standardowej grubości tapicerki 40 mm lub opcjonalnie 50 mm,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

ilość sekcji 2 kąt pochylecia zagłówek +40/-70 regulacja wysokości 470 - 950 mm waga 95 kg wymiary (dł. x szer.) 2020 x 690 mm Maksymalne obciążenie dynamiczne: 225 kg Maksymalne obciążenie statyczne: 350 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji
- pas stabilizacyjny

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:



