

Pakiet pas rzepowy (100x9cm) - 10 sztuk

266,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Pakiet pasów rzepowych (100x9cm)



Opis produktu:

Pakiet pas rzepowy (100x9cm) - 10 sztuk

- **Pas rzepowy** używany jest do przymocowywania elektrod do elektroterapii na ciele pacjenta. Widoczny **pas rzepowy** ma długość 1 m i szerokość 9 cm. Długość pasa nierozciągniętego wynosi 1m, pas rozciągnięty w zakresie użytecznym w fizjoterapii ma około 1,1m. Z racji tego, że **pasy rzepowe** można ze sobą łączyć, możemy uzyskiwać dowolną długość pasa.
- Powodem, że dwie warstwy pasa się ze sobą szczipają jest zastosowanie taśmy z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego z jednej strony, a gęstego włosia, złożonego z pętelek, z drugiej. Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwie te elementy.
- **Pas rzepowy** posiada stawkę preferencyjną VAT wynoszącą 8%, ponieważ wyrób ten jest zarejestrowany w URPL, jako produkt do zastosowań medycznych.
- **Pasy rzepowe** po użyciu należy powiesić w przewiewnym miejscu aby wyschły. W związku z tym, że pasem rzepowym mocujemy elektrody w zwilżonych podkładach wiskozowych, często zdarza się, że pas po zabiegu jest wilgotny.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

