

Pakiet pas rzepowy (80x9cm) - 10 sztuk

237,50 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Pakiet pasów rzepowych (80x9cm)



## Opis produktu:

### Pakiet pas rzepowy (80x9cm) - 10 sztuk

- **Opaska rzepowa** służy do mocowania elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji na ciele pacjenta.
- Nerozciągnięta opaska rzepowa ma długość 80 cm i szerokość 9 cm a jej elastyczny materiał pozwala na rozciągnięcie w zakresie użytecznym w fizykoterapii do około 90 cm. **Opaski rzepowe do elektrod** można ze sobą łączyć. Dzięki temu możemy uzyskiwać dowolną długość pasa.
- Wygoda użycia pasa wynika z zastosowania taśm z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego oraz gęstego materiału tekstylnego z pętelkowatym włosiem

Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwa te elementy.

- **Opaska do elektrod** jest wyposażeniem ze stawką preferencyjną VAT 8% w związku z tym, że wyrób jest zarejestrowany w URPL do zastosowań medycznych.
- Aby zapewnić przydatność do użycia pasów rzepowych, należy płukać je w czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu oraz dezynfekować 70% roztworem spirytusu lub stosować gotowe środki do szybkiej dezynfekcji stanowiące mieszaninę alkoholu etylowego i izopropylowego.
- W związku z tym, że opaskę rzepową mocujemy elektrody umieszczone w zwilżonych podkładach wiskozowych, często zdarza się, że opaska po zabiegu jest wilgotna. Zalecane jest jej wysuszenie przed następnym użyciem. Nie należy stosować akcesoriów w stanie mokrym lub zawilgoconym.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**

