



## PROFI 3 F Plus

7 350,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny PROFİ 3 F Plus

### Opis produktu:

#### PROFI 3 F Plus - 3-częściowy stół

- Stół rehabilitacyjny **PROFI 3 F Plus** znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową.
- Leżysko składa się z trzech segmentów.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- Ustawianie pozycji fotela również wspomagane jest sprężynami gazowymi.
- Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątplenia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.
- Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFİ 3 F Plus.

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 47-93 cm szerokość 67 cm waga 80 kg zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -80° + 45° maksymalne obciążenie 150 kg regulowany kąt części środkowej (Pivot) + 85°

**Wyposażenie**

**Informacje dodatkowe**

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

