

SHOCKMASTER 500

76 177,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aparat do terapii RSWT z jedną głowicą zabiegową wyposażoną w dwie końcówki zabiegowe: 15 mm i D-ACTOR 20 mm S, kompresor olejowy i wózek.



Opis produktu:

SHOCKMASTER 500 aparat do terapii radialną falą uderzeniową

Najnowszy aparat do fali uderzeniowej ShockMaster 500 charakteryzuje unikatowy design oraz wykonanie z materiałów najwyższej jakości, zapewniające maksimum funkcjonalności. Przemysłana konstrukcja urządzenia gwarantuje przeprowadzanie efektywnych zabiegów w najkorzystniejszych warunkach dla terapeuty:

ShockMaster jest wiodącą marką wśród aparatów do terapii radialną falą uderzeniową. Dzięki zapewnianiu innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie terapii falą uderzeniową ShockMaster znacząco przyczynia się do sukcesu swoich użytkowników. Urządzenia ShockMaster 500 zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku medycznego. Unikalna kombinacja najnowszej technologii i inteligentny interfejs użytkownika powodują, że są to urządzenia niezbędne w każdej praktyce rehabilitacyjnej.

Co czego służy ShockMaster 500?

ShockMaster 500 to aparat przeznaczony do terapii radialną falą uderzeniową RSWT (Radial Shock Wave Therapy). To wysoce skuteczna metoda zabiegowa wykorzystująca wysoką energię mechanicznej fali infradźwiękowej.

Terapia falą uderzeniową przeznaczona jest do terapii: zmian patologicznych w ścięgnach, więzadłach, torebkach stawowych, mięśniach i kościach pacjenta.

Działanie fali uderzeniowej opiera się na stymulacji ciała do regeneracji, podniesienia metabolizmu i poprawie krążenia krwi.

Aparat do fali uderzeniowej ShockMaster 500

Urządzenia ShockMaster 500 posiada niezwykle intuicyjny interfejs, pozwalający użytkownikowi na pełną kontrolę nad zabiegiem przez cały czas jego trwania.

Wszechstronność, komfort, design, a co najważniejsze, jakość, czynią urządzenie do fali uderzeniowej ShockMaster 500 idealnym rozwiązaniem dla terapeuty.

Przyjazny użytkownikowi ekran dotykowy pozwala na łatwe zaadaptowanie parametrów zabiegu do konkretnych potrzeb pacjenta.

Terapia falą uderzeniową ma na celu uzyskanie:

- efektu mechanicznego opartego na dezintegracji złogów wapniowych i zwłóknień,
- działania przeciwbólowego, dzięki wpływowi na powierzchowne nerwy i uwalnianiu endorfin
- procesu terapeutycznego - przez wzrost ukrwienia tkanek i przyspieszenie procesów metabolicznych

Jaka jest skuteczność aparatu do fali uderzeniowej ShockMaster 500?

80% pacjentów odczuwa wyraźną ulgę i redukcję dolegliwości bólowych już po 2 lub 3 zabiegach. Sam zabieg w zależności od dolegliwości trwa od 5 do 10 minut. Optymalnie zaleca się wykonanie 2 do 3 zabiegów z tygodniowymi odstępami między zabiegami.

Główne wskazania:

- bóle barku z ewentualnymi zwapnieniami,
- zapalenie ścięgna mięśni stożka rotatorów,
- syndrom łokcia golfisty i tenisisty,
- kolano skoczka - zapalenie ścięgna rzepkowego,
- zapalenie ścięgna Achillesa,
- bóle nadgarstka,
- bóle bioder,
- przewlekłe stany bólowe szyi i pleców,
- stan podwyższonego napięcia mięśniowego,
- mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
- ostroga piętowa,
- przewlekłe stany zapalne przyczepów mięśniowych,
- stan zapalny powięzi podeszwowej stopy,
- zespół mięśnia piszczelowego przedniego.

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 2

Wyświetlacz: 7"

Baza programów użytkownika: tak

Specyfikacja techniczna**Parametry techniczne:**

kanały wyjściowe 2 kompresor olejowy, 40 dB, 8 barów, 50 l/min częstotliwość 0,5 do 21 Hz (z V-ACTOR 35 Hz) ciśnienie 1 do 5 barów maksymalna gęstość energii 0.38 mJ/ mm² lub 0.63 mJ/ mm² waga całkowita z kompresorem 65 kg aktualizacja oprogramowania port USB baza pacjentów 2500 (do 10 zabiegów dla pacjenta) panel sterowania kolorowy wyświetlacz dotykowy (7") wymiary (szer. x gł. x wys.) 1050 x 480 x 480 mm

Wyposażenie**Wyposażenie standardowe:**

- głowica zabiegowa,
- aplikator klasyczny 15 mm,

- aplikator do głębokiej penetracji,
- D-ACTOR® 20 mm,
- zestaw naprawczy (4 naboje, 4 prowadnice),
- wózek z szufladą.

Wyposażenie opcjonalne:

- druga głowica zabiegowa,
- głowica V-ACTOR® (aplikator 25 mm i 40 mm),
- aplikator D-ACTOR® 35 mm,
- aplikator skupiający,
- aplikator akupunkturowy.

Informacje dodatkowe

Więcej ciekawostek oraz informacji o metodach fizykalnych czy też studiach przypadku, znajdziesz w serwisie fizjotechnologia.com:

- **Co to jest fala uderzeniowa?**
- **Rodzaje fali uderzeniowej.**
- **Fala uderzeniowa** - wskazania i korzyści.
- **Fala uderzeniowa** - przeciwwskazania, ograniczenia, skutki uboczne.
- **Metodyka zabiegu falą uderzeniową.**
- Porównanie radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej.
- Porównanie fali uderzeniowej kompresorowej i napędzanej elektromagnetycznie
- **Fala uderzeniowa** - ostroga piętowa.
- Leczenie zaburzeń erekcji falą uderzeniową.
- **Fala uderzeniowa** - cellulit
- **Aparat do fali uderzeniowej** - zabiegi

Widok 360**Galeria produktów:**