

## Głowica GU-1 1/3 MHz 1cm<sup>2</sup>

1 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AS-AST-GU1

Głowica typ GU-1; 1/3 MHz; 1 cm<sup>2</sup> z uchwytem



### Opis produktu:

#### Głowica GU-1 (1/3 MHz)

**Przy zakupie samej głowicy konieczna jest kalibracja sterownika. W tym celu prosimy o kontakt!**

**Głowica GU-1** o powierzchni czoła 1 cm<sup>2</sup> wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do nadźwiękowania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS oraz terapii skojarzonej.

#### Cechy głowicy

- Wodoszczelne głowice
- Emisja ciągła/ impulsowa
- Kontrola przylegania czoła głowicy
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

#### Głowica współpracuje z aparatem

- PhysioGo.Lite SONO

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

---

częstotliwość pracy 1 MHz i 3 MHz częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)  
częstotliwość pracy w trybie LIPUS 1 MHz całkowita powierzchnia czoła głowicy 1 cm<sup>2</sup> powierzchnia efektywnego promieniowania 0,7 cm<sup>2</sup> wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 5,5 x 3,7 x 18,4 cm masa maks. 0,5 kg

**Wyposażenie**

**Informacje dodatkowe**

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

