



Głowica GU-5 1/3 MHz 5cm²

1 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AS-AST-GU5

Głowica GU-5; 1/3 MHz; 5 cm² z uchwytem

Opis produktu:

Głowica GU-5; 1/3 MHz; 5 cm² z uchwytem **Przy zakupie samej głowicy konieczna jest kalibracja sterownika. W tym celu prosimy o kontakt!**

Głowica GU-5 o powierzchni czoła 5 cm² wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do nadźwiękowania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS oraz terapii skojarzonej.

Cechy głowicy

- Wodoszczelne głowice
- Emisja ciągła/ impulsowa
- Kontrola przylegania czoła głowicy
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

Głowica współpracuje z aparatem

- PhysioGo.Lite SONO

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

częstotliwość pracy 1 MHz i 3 MHz częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)
częstotliwość pracy w trybie LIPUS 1 MHz całkowita powierzchnia czoła głowicy 5 cm² powierzchnia efektywnego promieniowania 3,4 cm² wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 5,5 x 3,7 x 18,4 cm masa maks. 0,5 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

