

## Podwieszka dwustawowa ze skóry (KC/12)

68,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AT-THD-KC12\_160x80

Podwieszka dwustawowa ze skóry do ćwiczeń w kabinie ugul



### Opis produktu:

**Podwieszka dwustawowa** ze skóry do ćwiczeń w kabinie UGUL

- **Podwieszka dwustawowa** stosowana przede wszystkim w **Uniwersalnych Gabinetach Usprawniania Leczniczego** - UGUL.
- **Podwieszka dwustawowa** wykorzystywana jest do ćwiczeń w podwieszeniu takich jak, ćwiczenia czynno-bierne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem itp.
- Większość ćwiczeń z jej wykorzystaniem powinny przebiegać pod okiem specjalisty (rehabilitanta)
- Pelota wykonana z skóry, podszyta filcem o wymiarach 160x80 oraz pas o wymiarach 40x1350.
- Wyposażona w dwa regulatory oraz dwa zaczepy trójkątne.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

#### Widok 360

### Galeria produktów:

