



## NEBULFLAEM F2000

590,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Cichy i wydajny inhalator pneumatyczny na wiele lat pracy w domu i szpitalu.

### Opis produktu:

#### Inhalator pneumatyczny NEBULFLAEM F2000

Inhalator pneumatyczny Nebulflaem Super F 2000 to najbardziej profesjonalny inhalator z tej grupy nebulizatorów. Jeżeli potrzebujesz inhalatora do długotrwałego leczenia inhalacyjnego lub dla kilku domowników powinieneś wybrać właśnie ten sprzęt. Jest wyjątkowo trwały, możesz go używać przez wiele lat.

Wydajność 0,65 ml/min przyczynia się do skrócenia czasu zabiegu.

Inhalator przeznaczony jest do leczenia śródkowych i dolnych partii dróg oddechowych. Wyposażony jest w wydajny nebulizator Rapid Flaem 4 z systemem zaworów wdechowo-wydechowych, który zapewnia skuteczną i komfortową inhalację najniższych obszarów płuc. Trwała i cicha sprężarka inhalatora umożliwia częste użytkowanie przez długi czas i dlatego również świetnie nadaje się do intensywnej pracy w szpitalu.

#### Zastosowanie inhalatora NEBULFLAEM F2000

- Leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, mukowiscydoza, alergie, pochw i inne
- Leczenie stanów zapalnych nosa, gardła i krtani, stany wyczerpania głosowego
- Nawilżanie górnych dróg oddechowych solą fizjologiczną
- Do użytkowania w szpitalu i w domu

#### Zalety inhalatora

- Wydajny nebulizator – głowica rozpylająca Rapidflaem 4
- Dobrze rozpyla nawet małe ilości leku
- Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych
- Duża depozycja płucna
- Oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi
- System zaworów wdechowo-wydechowych zwiększający wydajność głowicy
- Możliwość rozpylania substancji oleistych z dodatkową głowicą Rapidflaem 6+
- Cicha, lekka i trwała sprężarka
- Prostota obsługi
- 24 lub 60 miesięcy gwarancji i serwis

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

wydajność sprężarki (bez obciążenia) 14 l/min. poj. zbiornika głowicy RF4 max. 7 ml średnia średnica cząstek (MMAD) RF4\* 2,45 µm wydajność aerozolu głowicy RF4 \*\* 0,65 ml/min zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V, 50Hz /80VA wymiary 200x270x105mm waga 2,3 kg klasa ochronności II poziom hałasu 55 dB(A) tryb pracy do użytku ciągłego

\* Certyfikowane z wykorzystaniem komputerowego systemu laserowego TSI Aerosizer 3220, w zgodności z wewnętrznymi procedurami producenta.

\*\* Wartości średnie mierzone na 0.9% roztworze solanki w zgodności z wewnętrznymi procedurami producenta.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- głowica rozpylająca RF4
- maska dla dzieci
- maska dla dorosłych
- ustnik z zaworkiem
- końcówka nosowa duża
- końcówka nosowa mała
- przewód doprowadzający powietrze
- zaworek oszczędzania leku
- filtr powietrza

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Inhalatory - rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna - wszystko co musisz wiedzieć

## Widok 360

## Galeria produktów:

