



Podkład wiskozowy (10x14cm) do elektrod (8x12cm) i (6x12cm) - 2 sztuki

16,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AE-AST-PW10X12

Podkłady wiskozowe stosuje się w zabiegach elektroterapii i elektrostymulacji.

Opis produktu:

Podkład wiskozowy 10x14 cm - komplet 2 sztuki

Podkład wiskozowy o wymiarach 10x14 cm stosuje się w elektroterapii i elektrostymulacji.

Pokrowiec wiskozowy stosuje się z kilku ważnych powodów:

- Zwiększenie powierzchni czynnej elektrody - woda, którą nawilżony jest pokrowiec do elektrod, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia pokrowca wiskozowego staje się elektrodą.
- Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta - materiał, z którego wykonany jest pokrowiec wiskozowy jest dużo bardziej miękki od elektrody. W związku z tym podkład ściśle przylega całą swoją powierzchnią. Przy użyciu samej elektrody nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, ponieważ ściśle przylega ona jedynie na dużej, płaskiej powierzchni. Wszelkie nierówności anatomiczne powodują niedokładne przyleganie elektrody.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

