



## Cryo-T Elephant Mini

20 475,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aparat do kriostymulacji miejscowej ciekłym azotem

### Opis produktu:

**Cryo-T Elephant Mini (grzałkowy) - aparat do krioterapii ze zbiornikiem 35 litrów**

- **Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant Mini** uzyskuje niską temperaturę w zupełnie inny sposób, niż urządzenia dotychczas będące na rynku. Nowe zastosowanie w tym zakresie polega na wykorzystaniu ciepła parowania ciekłego azotu. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym uzyskano znacznie bardziej ekonomiczną pracę. Aparat na azot podczas pracy zużywa ok. 40 % azotu mniej niż dotychczasowe urządzenia. Poczynione w ten sposób oszczędności pozwalają na szybki zwrot inwestycji i realne zyski z dalszej eksploatacji.
- Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamrożeniu.
- Nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny gwarantuje niespotykany dotąd komfort użytkownika oraz pełną swobodę ruchów.
- Temperatura zabiegowa wynosi nawet 160° C.

### Zastosowanie

- Fizjoterapia i Rehabilitacja
- Medycyna Estetyczna
- Medycyna Sportowa
- Odnowa Biologiczna
- Rehabilitacja post-COVID
- Spa

### Zużycie

- pojemność 25,5 kg azotu
- przy maksymalnej mocy: 0,15 kg/min
- dodatkowe niezależne zużycie; 0,5 kg dziennie

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

**Parametry techniczne**

---

Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN2) Pobór mocy 230V Temperatura zimnego strumienia do -160°C Regulacja intensywności strumienia 5 poziomów Dostępna pojemność zbiornika 50 l, 35 l, 11 l Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego wbudowany Dysza tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry)

**Wyposażenie****Informacje dodatkowe****Widok 360****Galeria produktów:**