



Cryo-T Elephant Mini grzałkowy ze zbiornikiem 50l

26 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UK-00009

Aparat do kriostymulacji miejscowej ciekłym azotem

Opis produktu:

Cryo-T Elephant Mini (grzałkowy) - aparat do krioterapii ze zbiornikiem 50 litrów

- **Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant Mini** uzyskuje niską temperaturę w zupełnie inny sposób, niż urządzenia dotychczas będące na rynku. Nowe zastosowanie w tym zakresie polega na wykorzystaniu ciepła parowania ciekłego azotu. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym uzyskano znacznie bardziej ekonomiczną pracę. Aparat na azot podczas pracy zużywa ok. 40 % azotu mniej niż dotychczasowe urządzenia. Poczynione w ten sposób oszczędności pozwalają na szybki zwrot inwestycji i realne zyski z dalszej eksploatacji.
- Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamrożeniu.
- Nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny gwarantuje niespotykany dotąd komfort użytkowania oraz pełną swobodę ruchów.
- Temperatura zabiegowa wynosi nawet 160° C.

Zastosowanie

- Fizjoterapia i Rehabilitacja
- Medycyna Estetyczna
- Medycyna Sportowa
- Odnowa Biologiczna
- Rehabilitacja post-COVID
- Spa

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN2) Pobór mocy 230V Temperatura zimnego strumienia do -160°C Regulacja intensywności strumienia 5 poziomów Dostępna pojemność zbiornika 50 l, 35 l, 11 l Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego wbudowany Dysza tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry)

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: METRUM CRYOFLEX Spółka Akcyjna

Adres: ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, Polska

Email: biuro@metrum.com.pl

Telefon: 22 33 13 750

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

