


SR-1E rp

6 791,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E rp z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulacją podnóżka

## Opis produktu:

### Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E rp z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulacją podnóżka

Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E rp jest idealny do rehabilitacji, fizjoterapii, masażu z użyciem kształtek. Unoszone leżysko przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, nożnym lub ramą sterującą wokół stołu (opcja w zamówieniu) na wysokość od 53 do 95 cm umożliwi terapeutę swobodną pracę z pacjentem, oszczędność czasu i energii.

- Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała
- Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut
- Istnieje możliwość ustawienia stołu do pozycji fotela
- Udźwig stołu do 250 kg

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana 53-95 cm regulowany kąt pochylenia zagłówka -80/+45 waga 75 kg maksymalne obciążenie 250 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- Leżysko trzysegmentowe
- Otwór w zagłówku
- Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
- Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 53- 95 cm
- Długość 195 cm
- Szerokość 68 cm
- Regulacja podnóżka do pozycji "Fotela" za pomocą sprężyny gazowej
- Konstrukcja malowana proszkowa, kolor - jasnoszary
- Tapicerka skóropodobna

### Wyposażenie opcjonalne

---

- Środek dezynfekcyjny - spray 1 L
- Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji
- Układ jezdny z centralnym hamulcem
- Komplet kształtek do masażu
- Wieszak na ręcznik papierowy
- Regulacji wysokości za pomocą ramy sterującej
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego
- Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- Zatyczka zagłówka

## Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- Uwaga podczas składania zamówienia proszę zwrócić uwagę, że dodatki zatyczka zagłówka oraz zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką się wykluczają i nie należy ich zamawiać razem

## Widok 360

## GPSR

## Galeria produktów:



