

SR-1E-Ł

6 720,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E-Ł z elektryczną zmianą wysokości leżyska i łamanym leżyskiem



Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E-Ł z elektryczną zmianą wysokości oraz łamanym leżyskiem

Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny SR-1E-Ł z elektryczną zmianą wysokości jest idealny do rehabilitacji czy fizjoterapii. Unoszone leżysko przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, nożnym lub ramą sterującą wokół stołu (opcja w zamówieniu) na wysokość od 53 do 95 cm umożliwi terapeutę swobodną pracę z pacjentem, oszczędność czasu i energii.

- Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała.
- Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut, który sprawia, że jest to idealny stół do terapii metodą McKenzie.
- Łamanie stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego pozwala również na ustawienia pozycji Pivota.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana hydrauliczna 53-95 cm regulowany kąt pochylenia zagłówka -80/+45 waga 75 kg maksymalne obciążenie 250 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- Leżysko trzysegmentowe
- Otwór w zagłówku
- Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
- Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 53- 95 cm
- Regulacja do pozycji Pivota manulanie za pomocą "korby"
- Konstrukcja malowana proszkowa, kolor - jasnoszary
- Tapicerka skóropodobna

Wyposażenie opcjonalne

- Środek dezynfekcyjny - spray 1 L
- Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji
- Układ jezdny z centralnym hamulcem
- Komplet kształtek do masażu
- Wieszak na ręcznik papierowy
- Regulacji wysokości za pomocą ramy sterującej
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego
- Regulacja do pozycji Pivota elektrycznie za pomocą pilota ręcznego / przy wyborze opcji "rama sterująca" - za pomocą przycisków zamontowanych w ramie.
- Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- Zatyczka zagłówka

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- Uwaga podczas składania zamówienia proszę zwrócić uwagę, że dodatki zatyczka zagłówka oraz zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką się wykluczają i nie należy ich zamawiać razem

Widok 360

Galeria produktów:



