

PUR Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne

2 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-PUR

Urządzenie znajduje zastosowanie przy łózkach w większości oddziałów szpitalnych. Jest stosowane w rehabilitacji, wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące).



Opis produktu:

PUR - znajduje zastosowanie przy łózkach w większości oddziałów szpitalnych

PUR Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - koszt za transport wynosi 200 zł brutto.

PUR przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne jest stosowany w rehabilitacji, wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u, czyli przeznaczone jest do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu, samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych.

Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie **PUR**-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia na salę rehabilitacyjną. **Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - PUR** - znajduje zastosowanie przy łózkach, stosowany w rehabilitacji wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u. Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a.

PUR Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - Parametry techniczne: Szerokość 70 cm Wysokość 204 cm Długość 226 - 260 cm Waga 36 kg

Zobacz również:

- **UGUL** - Kabina do ćwiczeń i zawiesz (8 segmentów) ZOBACZ
- **UGUL P** - kabina do ćwiczeń i zawiesz z przewieszką (przewieszka tworzy dodatkowe stanowisko do ćwiczeń) ZOBACZ
- **UGUL D** - Kabina do ćwiczeń i zawiesz z drabinką ZOBACZ
- **UGUL PD** - Kabina do ćwiczeń i zawiesz z przewieszką i drabinką ZOBACZ
- **UGUL PP** - Kabina do ćwiczeń i zawiesz podwójna (14 segmentów) ZOBACZ

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

