



PUR - Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne

2 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-PUR

Urządzenie znajduje zastosowanie przy łóżkach w większości oddziałów szpitalnych. Jest stosowane w rehabilitacji, wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące).

Opis produktu:

- **PUR - znajduje zastosowanie przy łóżkach w większości oddziałów szpitalnych**
- **PUR przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne** jest stosowany w rehabilitacji, wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u, czyli przeznaczone jest do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu, samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych.
- Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie **PUR**-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia na salę rehabilitacyjną. **Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - PUR** - znajduje zastosowanie przy łóżkach, stosowany w rehabilitacji wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u. Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Szerokość 70 cm Wysokość 204 cm Długość 226 - 260 cm Waga 36 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Zobacz również:

- **UGUL** - Kabina do ćwiczeń i zawiesz (8 segmentów) ZOBACZ
- **UGUL P** - kabina do ćwiczeń i zawiesz z przewieszką (przewieszka tworzy dodatkowe stanowisko do

ćwiczeń) ZOBACZ

- **UGUL D** – Kabina do ćwiczeń i zawiesznień z drabinką ZOBACZ
- **UGUL PD** – Kabina do ćwiczeń i zawiesznień z przewieszką i drabinką ZOBACZ
- **UGUL PP** – Kabina do ćwiczeń i zawiesznień podwójna (14 segmentów) ZOBACZ

Widok 360

Galeria produktów:

