

RDW

397,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00036

Rotor kończyn dolnych RDW - wolnostojący



## Opis produktu:

### Rotor kończyn dolnych RDW - wolnostojący

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący, którego konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu, Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Do płynnej regulacji dawki oporu służy pokrętko dociskowe, umieszczone na wysokości osi obrotu korby.

Opcjonalnie rotor można wyposażyć w zaczepy metalowe z paskami na rzepy podtrzymujące stopę na pedale rotora lub sandały obszyte skórą - paski i zapiętki (**ZOBACZ rotor RDWs**).

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: [biuro@tech-med.com.pl](mailto:biuro@tech-med.com.pl)

### Informacje o bezpieczeństwie

**Galeria produktów:**

