

RDW

397,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Rotor kończyn dolnych RDW - wolnostojący



Opis produktu:

Rotor kończyn dolnych RDW - wolnostojący

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący, którego konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Do płynnej regulacji dawkowania oporu służy pokrętko dociskowe, umieszczone na wysokości osi obrotu korby.

Opcjonalnie rotor można wyposażyć w zaczepy metalowe z paskami na rzepy podtrzymujące stopę na pedale rotora lub sandały obszyte skórą - paski i zapiętki (**ZOBACZ rotor RDWs**).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

