

RDWs

531,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Rotor kończyn dolnych RDWs - wolnostojący z sandałami



Opis produktu:

Rotor kończyn dolnych RDWs - wolnostojący z sandałami

- Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący posiada konstrukcję pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń.
- Do płynnej regulacji dawkowania oporu służy pokrętko dociskowe umieszczone na wysokości osi obrotu korby.
- Standardowo rotor wyposażony jest w sandały ze sklejki ze skórzanymi paskami i zapiętkami

Przy zamówieniu należy podać rozmiar sandała (23; 26; 29; 32 cm)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

