

Lustro korekcyjne metalowe ze skrzydłami

2 160,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UZ-00011



Przeznaczone do ćwiczeń korekcji wad postawy z wykorzystaniem biofeedbacku. Posiada specjalną siatkę, która pozwala łatwiej ocenić poprawność postawy pacjenta i ocenić skalę problemu.

Opis produktu:

- **Lustro metalowe 3-cz.** wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie.
- Posiada na środkowej części naciętą siatkę posturograficzną, która pozwala łatwiej ocenić poprawność postawy pacjenta i ocenić skalę problemu.
- Przeznaczone do ćwiczeń korekcji wad postawy z wykorzystaniem biofeedbacku.
- Konstrukcja ramy wykonana ze stalowych kształtowników, wyposażona w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Szerokość 140 cm Wysokość 195 cm

Siatka (szer. x wys.)

10 x 10 cm

Skrzydło

35 cm

Część środkowa

70 cm

Waga

48 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

