



ORIONMED BALNEO

45 957,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Orionmed to wanna z automatycznym hydromasażem strefowym pozwalająca na wykonanie kąpeli balneologicznych.

Opis produktu:

Orionmed Balneo - wanna z automatycznym hydromasażem strefowym do kąpeli balneologicznych

Orionmed Balneo wykorzystuje system 26 kierunkowych dysz do hydromasażu, z armaturą przystosowaną do kąpeli solankowych i odporną na działanie solanki. Niecka wanny Orionmed Balneo jest wykonana z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego włóknem szklanym. Dotykowy panel sterowania sprawia, że obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Wanna precyzyjnie odlicza czas pozostały do końca zabiegu dzięki wbudowanemu zegarowi z licznikiem (5-30 minut)

Możliwości zabiegowe:

- kąpiele balneologiczne: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody termalne, kąpiele z dodatkiem płynnej borowiny
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora (opcja CO2)
- hydromasaż balneologiczny lub wodny
- kąpiele w piwie
- kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych (opcje CHROMO)
- kąpiel z wykorzystaniem muzyki (opcja AUDIO)

Wanna do balneoterapii Balmed - cechy charakterystyczne:

- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego, odporna na działanie solanki,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
- 26 dysz kierunkowych do hydromasażu,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
- łatwo dostępny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system dezynfekcji i odkamieniania,
- system usuwania wody z całej instalacji wanny,
- specjalna pompa oraz armatura przystosowana do kąpeli solankowych,
- poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,

- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień,
- dodatkowy zawór CO2 (opcja),
- automatyczny spust wody.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Pojemność zabiegowa [litr]

160-280

Pojemność do przelewu [litr]

320

Czas napełniania/oprózniania

<2 ok="" 4="" span="">

Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]

230/50

Pobór prądu [A]

14

Długość [cm]

214

Wysokość [cm] 85 Szerokość [cm] 85 Waga [kg] 160

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne:

- CO2: dodatkowy zawór CO2,
- CHROMO 12: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych - 12 pojedynczych źródeł światła,
- CHROMO 24: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych - 24 pojedyncze źródła światła,
- CHROMO 36: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych - 36 pojedynczych źródeł światła,
- AUDIO: system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi.

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

