


Podoskop Diagnostyczny

1 400,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Podoskop Diagnostyczny



Opis produktu:

Podoskop Diagnostyczny do diagnostyki stóp

Bardzo łatwy w obsłudze podoskop diagnostyczny to klasyczne urządzenie do diagnostyki stóp. Dzięki zastosowaniu podoskopu, możemy uzyskać wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń.

Podoskop umożliwia właściwą ocenę

- kształtu stopy,
- obecności zgrubień na skórze,
- odcisków

Informacje techniczne

- pleksi (polimetakrylan metylu)
- Podstawa wykonana z kwadratowych rurek aluminiowych, PCW
- Lustro pleksi

JAKIE SĄ WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO KOMPUTEROWEGO BADANIA STÓP? - SPRAWDŹ

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

moc diody 21W wymiary szer. x dł x wys 40 cm x 43 cm x 13 cm waga 7,5 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- torba na podoskop

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wyboru koloru podświetlenia podoskopu. Dostępne kolory to:

- biały ciepły i zimny,
- zielony,
- niebieski,
- czerwony,
- żółty,
- czerwony,
- fioletowy,

Widok 360

Galeria produktów:

