

## Podoskop Diagnostyczny RGB z kamerą HD

2 650,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Podoskop Diagnostyczny RGB z kamerą HD



### Opis produktu:

#### Podoskop komputerowy z kamerą HD do diagnostyki stóp

Bardzo łatwy w obsłudze podoskop diagnostyczny to klasyczne urządzenie do diagnostyki stóp. Dzięki zastosowaniu podoskopu, możemy uzyskać wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń.

#### Podoskop umożliwia właściwą ocenę

- kształtu stopy,
- obecności zgrubień na skórze,
- odcisków

#### Zalety podoskopu

- Podoskop jest podświetlany i posiada lustro oraz wbudowaną kamerę HD do wykonania zdjęcia/filmu podeszwy stóp. Kamera HD umożliwia zrobienie zdjęcia lub nakręcenie sekwencji filmowej (np. podczas wykonywania przysiadu).
- Rejestracja sekwencji ruchowych umożliwia zarchiwizowanie do 30 klatek na sekundę.
- Urządzenie zawiera oryginalne oprogramowanie do archiwizacji zdjęcia/filmu z przeprowadzonego badania stóp, istnieje możliwość wykonania zdjęć śladów stóp, które wykorzystać można do archiwizacji badanych pacjentów.

JAKIE SĄ WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO KOMPUTEROWEGO BADANIA STÓP? - SPRAWDŹ

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

maksymalne obciążenie 150 kg wymiary szer. x dł x wys 39 cm x 43 cm x 21 cm waga 9 kg nagrywanie filmów 30 kl/s.

- Górna powierzchnia wykonana z przezroczystej płyty z poliwęglanu.
- W dolnej części obudowy usytuowane jest lustro, w którym zamontowana jest kamera HD.
- Podświetlanie diodami LED - RGB o napięciu 12V.

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- torba na podoskop

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

Zestaw zawiera dodatkowo pilot do zmiany koloru podświetlenia podoskopu. Dostępne kolory to:

- biały ciepły i zimny,
- zielony,
- niebieski,
- czerwony,
- żółty,
- czerwony,
- fioletowy,

## Widok 360

### Galeria produktów:

