



## Vertimo Classic

8 018,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Jednoczęściowy stół do pionizacji ze stałą wysokością i elektryczną regulacją kąta wychylenia, wyposażony w relingi i pasy stabilizacyjne.

## Opis produktu:

### Stół do pionizacji Vertimo Classic

Vertimo Classic to bardzo stabilny jednoczęściowy stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta wychylenia. Stała wysokość na poziomie 53 cm umożliwia łatwe przeniesienie pacjenta z wózka lub łóżka na stół.

### Cechy charakterystyczne

- 1-sekcyjny stół do pionizacji,
- łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz do autoryzacji dostępu,
- mocny i wytrzymały siłownik elektryczny,
- funkcjonalne relingi do zamocowania pasów,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
- zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
- system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

wysokość leżyska 53 cm zmiana pochylenia kąta leżyska elektryczna regulacja kąta nachylenia stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz do autoryzacji dostępu

długość

190 cm

regulacja kąta nachylenia leżyska

od 0° do 87°

waga

75 kg

maksymalne obciążenie

200 kg (150kg dla funkcji pionizacji) szerokość tapicerki 69 cm

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



