

**B-S1.F0**

6 267,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Stół Terapeuta B-S1.F0 to jednosekcyjny stół przeznaczony neurorehabilitacji metodą Vojty i Bobath

**Opis produktu:****Stół do terapii Bobath B-S1.F0**

Stół Terapeuta B-S1.F0 to jednosekcyjny stół przeznaczony neurorehabilitacji metodą Vojty i Bobath. Umożliwia terapeutę przeprowadzenie terapii usprawniania ruchowego u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

## Cechy charakterystyczne:

- Dostosowany pod podnośniki pacjenta
- stabilna konstrukcja i szeroki blat stołu zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- Regulacja wysokości odbywa się za pomocą ramy zamontowanej u podstawy stołu
- tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, z użyciem atestowanych materiałów
- pełen komfort pracy i terapii zapewnia grubość dostępnej tapicerki - w standardzie 40mm lub 50mm (opcja)
- 1 sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty,
- szerokie leżysko, zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- pełen komfort pracy i terapii zapewnia grubość dostępnej tapicerki - w standardzie 40mm lub 50mm (opcja)
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu,
- Personal Authorization System - system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

**Cechy produktu:****Specyfikacja techniczna****Parametry techniczne**

---

wysokość leżyska 50-99 cm długość 200 cm waga 126 kg maksymalne obciążenie 200 kg szerokość tapicerki 120 cm

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## Galeria produktów:

