

SR-I 3D

9 843,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny 5 sekcyjny SR-I 3D z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do terapii manualnej

Opis produktu:

Stół do terapii manualnej SR-I 3D

Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny 5 sekcyjny SR-I 3D z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do terapii manualnej to solidny stół, który zadowoli najbardziej wymagającego klienta.

Cechy charakterystyczne:

- Regulacja wysokości od 55 do 95 cm następuje poprzez elektryczny siłownik sterowany w standardowej wersji pilotem ręcznym lub w opcji dodatkowej ramą sterującą lub pilotem nożnym, co daje oszczędność siły i czasu terapii.
- Kąt pochylenia zagłówka, części środkowej i części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych ułatwia pracę z pacjentem.
- Stół posiada regulację w 3 płaszczyznach z czego jedna z nich to rotacja, która odbywa się w zakresie 17 stopni.
- Dodatkowo dolna część ma możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej od 0 do 30 stopni (bez oporu) oraz regulację w płaszczyźnie pionowej w zakresie od - 30 do + 75 stopni daje to na mnogość funkcji i zastosowań stołu w ułożeniu pacjenta.
- Obsługa stołu przez terapeutę jest łatwa i intuicyjna.
- Duża stabilna konstrukcja stołu umożliwia terapię swobodną pracę z pacjentami o większym ciężarze ciała.
- Dodatkowe atuty to nowoczesna stylistyka, atrakcyjna kolorystyka, wysokie bezpieczeństwo użytkowania, udźwig do 250 kg.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 5

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 63 cm długość 200 cm wysokość regulowana elektronicznie 55-95 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -70° +45° regulacja w płaszczyźnie pionowej -30° +75° regulacja w płaszczyźnie poziomej -0° +30° regulowany kąt części środkowej Pivot: 0/-17° waga 95 kg maksymalne obciążenie 250 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówka
- zatyczka leżyska
- komplet kształtek
- pilot nożny
- rama sterująca

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją wykonać - bez żadnych dopłat.

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:



