

SM-E Apollo

7 630,01 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu SM-E Apollo regulacja podnóżka w minusie i plusie



Opis produktu:

Stół do masażu SM-E Apollo regulacja podnóżka w minusie i plusie

Stół do masażu 5 segmentowy SM-E Apollo z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamanym) znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji.

- Podstawa stołu została wykonana z stalowych profili malowanych proszkowo
- Winiłowa wysokoodporna tapicerka

Cechy charakterystyczne:

- pięciosegmentowe leżysko
- regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
- regulowany kąt pochylecia zagłówek oraz całości oparcia pleców
- możliwość łamania stołu - ustawienie pozycji Pivota
- regulowany podnóżek
- możliwość ustawienia do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga pod kątem 15 stopni

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 5

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80° $+45^{\circ}$ oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej -30° -85° wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) 60-100 cm regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą sprężyny gazowej 0° -30° regulacja podnóżka w minucie -15° -85° ustawienie do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga 15° długość 195 cm szerokość 68 cm waga 90 kg maksymalne obciążenie 250 kg

Wyposażenie**Wyposażenie dodatkowe**

- Środek dezynfekcyjny - spray 1 L
- Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji
- Układ jezdny z centralnym hamulcem
- Komplet kształtek do masażu
- Wieszak na ręcznik papierowy
- Regulacji wysokości za pomocą ramy sterującej
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego
- Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- Zatyczka zagłówka
- System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień
- Akumulator - praca bez połączenia stołu do prądu

Informacje dodatkowe**Widok 360****Galeria produktów:**

