

## SM-E Apollo II

8 853,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu SM-E Apollo II regulacja podnóżka w minusie i plusie



### Opis produktu:

#### Stół do masażu SM-E Apollo II regulacja podnóżka w minusie i plusie

Stół do masażu 5 segmentowy SM-E Apollo II z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamanym) znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji.

- Podstawa stołu została wykonana z stalowych profili malowanych proszkowo
- Winiłowa wysokoodporna tapicerka

#### Cechy charakterystyczne:

- pięciosegmentowe leżysko
- regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
- regulowany kąt pochylenia zagłówka oraz całości oparcia pleców
- możliwość łamania stołu - ustawienie pozycji Pivot
- regulowany podnóżek
- możliwość ustawienia do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga pod kątem 20 stopni

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 5

Pivot: tak

### Specyfikacja techniczna

**Parametry techniczne**

regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80° +50° oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej do 85° wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) 60-100 cm Regulowane elektrycznie do pozycji Pivota 0° - 20° regulacja podnóżka w minusie - 20° - 85° ustawienie do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga 20° długość 195 cm szerokość 68 cm waga 90 kg maksymalne obciążenie 250 kg

**Wyposażenie****Wyposażenie dodatkowe**

- Środek dezynfekujący - 1 l spray
- Układ jezdny z centralnym hamulcem
- Zestaw kształtek do masażu
- Wieszak na ręczniki papierowe
- Regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego
- Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- Zatyczka zagłówka
- System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień
- Akumulator - praca bez połączenia stołu do prądu

**Informacje dodatkowe****Widok 360****Galeria produktów:**

