

POWER Q1000 PLUS aparat do drenażu limfatycznego z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę

2 322,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aparat Power Q1000 Plus to proste w obsłudze przenośne urządzenie do masażu uciskowego o nowoczesnym wyglądzie, przeznaczone do użytku domowego, mające na celu poprawę funkcjonowania układu limfatycznego.



Opis produktu:

Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q1000 PLUS z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę

Aparat do masażu pneumatycznego **POWER Q1000 PLUS** to proste kompaktowe urządzenie polecane do użytku domowego.

Urządzenie współpracuje z **4-komorowymi mankietami**. Aparat poprzez dołączone do zestawu przewody wtłacza powietrze do mankietów i wypełnia kolejne komory, powodując ucisk określonych partii ciała. W zależności od potrzeb **można podłączyć 1 lub 2 mankiety**.

Obsługa aparatu do drenażu limfatycznego Power Q1000 Plus jest bardzo prosta. Za pomocą pokręteł umieszczonych na panelu przednim urządzenia **reguluje się ciśnienie oraz czas masażu pneumatycznego**.

- Aparat współpracuje z 4-komorowymi mankietami.
- W zależności od potrzeb można podłączyć 1 lub 2 mankiety.
- Istnieje możliwość ustawienia ciśnienia i czasu drenażu.
- Nowoczesny wygląd i prosta obsługa urządzenia
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Wygodna regulacja ciśnienia i czasu drenażu za pomocą pokręteł

Wpływ na organizm

- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia
- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"
- idealny dla kobiet po mastektomii w celu likwidacji tworzących się obrzęków po usunięciu węzłów chłonnych

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Zakres ciśnienia 10-300 mm Hg Czas pracy 5-30 min. Wymiary 260x200x125 mm Waga 2,9 kg

Wyposażenie**Wyposażenie standardowe**

- aparat
- mankiet 4-komorowy na nogi - 2 szt.
- mankiet 4-komorowy na rękę - 1 szt.
- przewód podwójny - 1 szt.
- przewód pojedynczy - 1 szt.

Informacje dodatkowe**Informacje dodatkowe**

- Presoterapia jako metoda leczenia

Widok 360**Galeria produktów:**