

## Inhalator Delphinus F1000

345,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



245Inhalator dla dzieci i dorosłych Delphinus to popularny inhalator pneumatyczny do leczenia astmy, alergii i PoChP. Idealny inhalator do zastosowań domowych dla dzieci i dorosłych.

### Opis produktu:

#### Inhalator Delphinus F1000

Inhalator (nebulizator) pneumatyczny Delphinus to następca modelu Elisir, jednego z najpopularniejszych inhalatorów włoskiej firmy Flaem Nuova na rynku. Skuteczny w leczeniu środkowych i dolnych partii dróg oddechowych w takich chorobach jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie i inne choroby układu oddechowego. Posiada trwały, wydajny i cichy kompresor przeznaczony do pracy ciągłej, dzięki czemu nadaje się bardzo dobrze do placówek medycznych jak i do domu dla całej rodziny.

Delphinus posiada w wyposażeniu nowoczesną głowicę Rapidflaem 7 Dual Speed, która umożliwi dwukrotne przyspieszenie zabiegu. Specjalny zaworek oraz maseczki z zaworami wdechowo-wydechowymi pozwalają na podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu, dzięki czemu oszczędzamy połowę leku! Dla porównania w tradycyjnym nebulizatorze lek podawany był w sposób ciągły i w fazie wydechu marnowany. Wysoka jakość wykonania inhalatora oraz możliwość dezynfekcji głowicy rozpylającej RF7 umożliwia częste użytkowanie przez długi okres czasu.

Inhalator Delphinus ma ergonomiczny kształt, posiada wygodną rączkę do łatwego transportu i komorę do przechowywania akcesoriów. Przewód zasilający jest umieszczony w tylnej części urządzenia więc łatwo go zwinąć by utrzymać porządek. Profesjonalny filtr powietrza. Certyfikowany przez TÜV Rheinland rozmiar cząsteczek.

#### Zastosowanie

- Leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, pochn i inne
- Leczenie stanów zapalnych nosa, gardła i krtani, stany wyczerpania głosowego
- Nawilżanie górnych dróg oddechowych solą fizjologiczną
- Do użytkowania w domu i w szpitalu

#### Zalety inhalatora Delphinus F1000

- Głowica rozpylająca Rapidflaem 7 Dual Speed – dwie prędkości inhalacji
- Rozpylanie wszystkich rodzajów leków wziewnych (także olejków eterycznych)
- Duża depozycja płucna
- Oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi
- Maseczki Soft Touch w zestawie wykonane bez ftalanów i BPA
- Cicha, lekka i trwała sprężarka
- Certyfikowany przez TÜV Rheinland rozmiar cząsteczek
- Prostota obsługi
- 24 miesiące gwarancji i serwis

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

wydajność sprężarki (bez obciążenia) 10 l/min. poj. zbiornika głowicy RF7 Dual Speed 2 ÷ max. 8 ml średnia średnica cząstek (MMAD) RF7 Dual Speed\* 2,76 - 2,91 µm wydajność aerozolu głowicy RF7 Dual Speed \*\* 0,23 - 0,53 ml/min zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V, 50Hz /140VA wymiary 180x300x100mm waga 2,1 kg klasa ochronności II poziom hałasu 56 dB(A) tryb pracy do użytku ciągłego

\*Charakterystyka in vitro przeprowadzona w Inamed Research GmbH & Co. KG na wniosek TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany w zgodności z europejskim standardem dla urządzeń do aerozoloterapii - normą EN 13544-1.

\*\* Wartości średnie mierzone na 0.9% roztworze solanki w zgodności z wewnętrznymi procedurami producenta.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- głowica rozpylająca RF7 Dual Speed
- maska dla dzieci RF7
- maska dla dorosłych RF7
- ustnik z zaworkiem
- końcówka nosowa do ustnika z zaworkiem
- przewód doprowadzający powietrze
- zaworek oszczędzania leku
- filtr powietrza

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Inhalatory - rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna - wszystko co musisz wiedzieć

## Widok 360

## GPSR

## Galeria produktów:

