

POWER Q1000 PREMIUM aparat do drenażu limfatycznego z mankietem na rękę

2 927,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aparat do masażu uciskowego Power Q1000 Premium to proste urządzenie do poprawiania krążenia oraz usuwania obrzęków, które ma zastosowanie w warunkach domowych oraz w niewielkich gabinetach rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych i gabinetach odnowy biologicznej.



Opis produktu:

Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q1000 PREMIUM z mankietem na rękę

- Aparat współpracuje z 4-komorowymi mankietami.
- W zależności od potrzeb można podłączyć 1 lub 2 mankiety jednocześnie.
- Istnieje możliwość ustawienia ciśnienia i czasu masażu oraz czasu utrzymywania ciśnienia w komorze
- Pięć trybów masażu do wyboru (A1, A2, B,C,D,E)
- Możliwość wyłączenia danej komory mankietu
- Panel z przyciskami umożliwiający ustawienie trybów pracy, ustawienia czasu drenażu, regulację ciśnienia
- Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapis wartości ustawienia
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych.

Wpływ na organizm

- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia
- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"
- **idealny dla kobiet po mastektomii** - pozwala walczyć z obrzękami po usunięciu węzłów chłonnych

Możliwości panelu

- wybór trybu pracy: A1, A2, B, C, D, E
- ustawienie czasu zabiegu: 5-99min.
- ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego: 0-240 mm Hg
- ustawienie czasu przerwy (odstępu): 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sek.
- ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze: (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 s).

Na elektronicznym wyświetlaczu wyświetlają się aktualne parametry zabiegu.

Dodatkowe funkcje

- Możliwość wyłączenia danej komory mankietu
- Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapisanie parametrów masażu
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: Graficzny

Tryb manualny: tak

Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Wysokość 12,5 cm Szerokość 20 cm Długość 26 cm Waga 2,9 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- aparat
- mankiet 4-komorowy na rękę – 1 szt.
- przewód pojedynczy – 1 szt.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Presoterapia jako metoda leczenia

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

