

Panda Plus

2 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Panda Plus to wzbogacona o podnoszony, trzeci segment blatu, wersja klasycznego stołu drewnianego Panda.



Opis produktu:

Stół do masażu Panda Plus

Stół do masażu na solidnej konstrukcji z drewna bukowego. Prostą obsługę zapewnia system linek, dzięki którym nogi otwierają się samoczynnie podczas rozkładania stołu. Stół doskonale nadaje się do zabiegów kosmetycznych, refleksologii i innych masażu wymagających uniesienia wybranej partii ciała pacjenta.

Stół Panda wyróżnia:

- Wytrzymała, bukowa sklejka, spójna kolorystycznie z pozostałymi elementami nóg
- Powlekane linki stalowe
- Antypoślizgowe, niebrudzące stopki z wytrzymałej gumy
- Wytrzymały zawias ze stali nierdzewnej, zabezpieczony kołnierzem ochronnym z tapicerki
- Frezowana konstrukcja nogi zwiększająca stabilność i ułatwiająca regulację wysokości
- Pianka Komfort 5 cm
- Dodatkowa możliwość pozycjonowania segmentu blatu

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 76 / 14 - 90 cm długość 180 / 210 cm Wysokość regulowana stołu od 64 cm do 92 cm co 3.2 cm (10 pozycji)
Wymiary po złożeniu 90 x 70 x 19 cm Regulacja kąta odchylenia leżyska 0 - 55 stopni Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 17,1 kg konstrukcja stołu drewno Wytrzymałość dynamiczna* 350 kg Wytrzymałość statyczna** 1400 kg

*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- podglówek regulowany 2D ERGO
- półka przednia pod ramiona Standard

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, Polska

Email: info@habys.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

