

Panda AI

2 299,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół Panda AI to dwusegmentowy stół aluminiowy, który zdobył mocną pozycję w branży masażu dzięki swojej wszechstronności i wytrzymałości.

Opis produktu:

Stół do masażu Panda AI

Panda AI to dwusegmentowy stół aluminiowy, który zdobył mocną pozycję w branży masażu dzięki swojej wszechstronności i wytrzymałości. Używany przez tysiące zadowolonych terapeutów. Aluminiowy stelaż z poprzecznym wzmocnieniem, powlekanymi stalowymi linkami z wytrzymałymi łącznikami oraz stopkami antypoślizgowymi jest stabilny i bardzo wytrzymały. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

Stół Panda wyróżnia:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami
- Pianka Komfort 5 cm

Tapicerka Vinyl Flex:

Solidna i wytrzymała tapicerka o charakterystycznym lekkim połysku. Wykonana z materiału typu PCV. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoją intensywność przez wiele lat.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 60 lub 70 cm długość 180 / 210 cm Wysokość regulowana stołu od 64 cm do 92 cm co 3.2 cm (10 pozycji)
Wymiary po złożeniu 90 x 60 x 19 cm (szer. 60 cm), 90 x 70 x 19 cm (szer. 70 cm) Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 12,2kg (szer. 60cm), 14 kg (szer. 70cm) konstrukcja stołu aluminium Wytrzymałość dynamiczna* 350 kg
Wytrzymałość statyczna** 1400 kg

*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- podglówek regulowany 2D ERGO
- półka przednia pod ramiona Standard

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, Polska

Email: info@habys.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

